

Anticorpo Policlonal Anti-Dspp Para Wb - Q9Nzw4

Número do item: CM0023650

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Dentina sialofosfoproteína humana (DSPP) para WB, IF-P, ELISA. Envolvido na dentinogênese e biomineralização. Reage cruzadamente com humano. Peso molecular previsto 131kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DSPP Coelho pAb
Observações/Apelido	DPP; DSP; DGI1; DMP3; DFNA39; DSPP
Espécie	Humano
ID do Gene	1834
Imunógeno	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 16-230 da DSPP humana (NP_055023.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZW4
Peso Proteico	131kDa
Envio	Bolsa de gelo