

Anticorpo Policlonal Anti-Dtna Para Wb, Elisa - Q9Y4J8

Número do item: CM0014573



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à distrobrevina alfa humana (DTNA). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre sinapses e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-DTNA
Observações/Alias	DTN; DRP3; DTN-A; LVNC1; D18S892E; DTNA
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1837
ID do gene	1837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-480 da DTNA humana (NP_001381.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q9Y4J8
Peso da proteína	84 kDa
Envio	Bolsa de gelo