

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dtnpb1 Para Wb, Elisa - Q96Ev8

Número do item: CM0020893

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DTNBP1 validado para WB e ELISA em humanos e camundongos. A Dysbindina é um componente do complexo BLOC-1 envolvido na biogênese de organelas relacionadas a lisossomos e no tráfego de vesículas sinápticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DTNBP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SDY; DBND; HPS7; My031; BLOC1S8; DTNBP1
Espécie	Humano
ID do Gene	84062 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-351 da DTNBP1 humana (NP_115498.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96EV8
Peso da Proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo