


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dtx1 Para Wb, Elisa - Q86Y01

Número do item: CM0021241



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DTX1 (67 kDa) para WB, ELISA. Validado em humano e camundongo. DTX1 é uma ligase E3 de ubiquitina-proteína que regula a sinalização Notch e os processos imunológicos. Q86Y01.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DTX1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	hDx-1; RNF140; DTX1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	1840
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da DTX1 humana (NP_004407.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q86Y01
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Embalagem de gelo