


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Dtx3L Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tdb6

Número do item: CM0020765



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à E3 ubiquitina-proteína ligase DTX3L humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de reparo de danos ao DNA e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DTX3L pAb de Coelho
Observações/Apelido	BBAP; RNF143; DTX3L
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	151636
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 601-740 da DTX3L humana (NP_612144.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDB6
Peso Proteico	84kDa
Envio	Bolsa de gelo