


Anticorpo Monoclonal Anti-Dtymk De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Número do item: CM0002044



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DTYMK (Timidilato quinase) humano validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece uma proteína de ~24 kDa envolvida na biossíntese de dTTP. Adequado para pesquisa em oncologia e metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DTYMK mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1841
ID do Gene	1841
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da DTYMK humana (P23919).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23919
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo