


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dtymk Para Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Número do item: CM0031015



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-DTYMK validado para Western Blot, IF/ICC e ELISA. Detecta timidilato quinase humana, de camundongo e de rato, uma enzima chave na biossíntese de dTTP. Adequado para pesquisa em metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DTYMK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1841
GeneID	1841
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23919
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo