


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Dusp13 Para Wb E Elisa - Q6B8I1/Q9Uii6

Número do item: CM0030948



introdução

Anticorpo policlonal coelho DUSP13 para WB e ELISA, direcionado às isoformas DUSP13A/B humana, de rato e camundongo. Suporta pesquisas sobre atividade fosfatase, apoptose mediada por ASK1 e expressão gênica específica do músculo. Fornecimento em massa disponível para desenvolvimento de imunoenaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP13 Coelho pAb
Observações/Apelido	MDSP; TMDP; SKRP4; DUSP13
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	51207
GeneID	51207
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 do DUSP13 humano (NP_057448.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q6B8I1/Q9Uii6
Peso Proteico	6kDa/7kDa/9kDa/17kDa/20kDa/22kDa/27kDa
Remessa	Saco de Gelo