


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Dusp14 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95147

Número do item: CM0014018



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-DUSP14 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Direcionado à fosfatase de proteína de dupla especificidade 14 (MKP-6). Adequado para estudos de sinalização por TCR e inativação da quinase MAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP14 Coelho pAb
Observações/Apelido	MKP6; MKP-L; DUSP14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11072
GeneID	11072
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 da DUSP14 humana (NP_008957.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95147
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo