

Anticorpo Policlonal Anti-Dusp15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1R2

Número do item: CM0024412



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DUSP15 validado para WB, IF/ICC, ELISA, reage com humano, rato, camundongo. Explore os papéis da fosfatase de dupla especificidade na sinalização e mielinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP15 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VHY; C20orf57; DUSP15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	128853
GeneID	128853
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-90 do DUSP15 humano (NP_542178.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H1R2
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo