

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dusp16 Para Wb, Elisa - Q9By84

Número do item: CM0013184



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DUSP16 (MKP-7), adequado para WB e ELISA, com reatividade em humano, camundongo e rato. DUSP16 é uma fosfatase de especificidade dupla que inativa quinases MAP. Ideal para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DUSP16 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MKP7, MKP-7, DUSP16
Espécie	Humano
GeneID (humano)	80824
GeneID	80824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 416-665 do DUSP16 humano (NP_085143.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BY84
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo