

Anticorpo Policlonais Anti-Dusp1/Mkp1 Para Wb, Elisa - P28562

Número do item: CM0027881



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a DUSP1/MKP1 humano (MAP quinase fosfatase-1). Adequado para Western blotting e ELISA; reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização celular e resposta a estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP1/MKP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10; DUSP1/MKP1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1843
ID do Gene	1843
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da DUSP1/MKP1 humana (NP_004408.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28562
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo