


Anticorpo Policlonal Anti-Dusp22 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrw4

Número do item: CM0025588



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DUSP22 humano (JKAP/JSP-1), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Explore a sinalização JNK e a regulação de células T com nosso anticorpo de alta qualidade. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP22 Coelho pAb
Observações/Apelido	VHX; JKAP; JSP1; MKPX; JSP-1; MKP-x; LMWDSP2; LMW-DSP2; DUSP22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56940
GeneID	56940
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-184 do DUSP22 humano (NP_064570.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRW4
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo