


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dusp5 Para Wb E Elisa - Q16690

Número do item: CM0016799



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a fosfatase de proteína de dupla especificidade DUSP5 humana (hVH3). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Uso em pesquisa para sinalização ERK1 e estudos de fosfatase nuclear. Peso molecular ~42 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DUSP; HVH3; DUSP5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1847
GeneID	1847
□□□□	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 315-384 do DUSP5 humano (NP_004410.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16690
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo