


Anticorpo Policlonais Anti-Dusp6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16828

Número do item: CM0029903



introdução

DUSP6 Rabbit pAb (Q16828) é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com DUSP6 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de pesquisa sobre sinalização de quinase MAP e dor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP6 Rabbit pAb
Observações/Alias	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1848
GeneID	1848
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência entre os aminoácidos 302-381 da DUSP6 humana (NP_001937.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16828
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo