


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dusp6 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q16828

Número do item: CM0003760



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-DUSP6 de alta qualidade validado para WB, IP, IHC-P e ELISA em humano, camundongo, rato. Tem como alvo o DUSP6 (42 kDa), uma fosfatase de quinase MAP específica para ERK envolvida na diferenciação celular e na resolução da dor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1848
GeneID	1848
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 282-381 do DUSP6 humano (Q16828).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16828
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo