


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dusp8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13202

Número do item: CM0021366



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DUSP8 de alta qualidade para WB, IF/ICC e ELISA. DUSP8 é uma fosfatase de dupla especificidade que desfosforila quinases MAP, essencial para a transdução de sinal. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DUSP8 Rabbit pAb
Observações/Alias	HB5; HVH8; HVH-5; C11orf81; DUSP8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1850
GeneID	1850
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13202
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo