


Anticorpo Policlonal Anti-Dusp9 (Mkp-4) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99956

Número do item: CM0025603



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DUSP9 (MKP-4), validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade humana e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização ERK e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MKP4, MKP-4, DUSP9
Espécie	Humano
ID do Gene	1852
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do DUSP9 humano (NP_001386.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99956
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo