

Anticorpo Policlonal Anti-Dvl1 Para Wb, Elisa - O14640

Número do item: CM0023373



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DVL1 humano, válido para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Alvo envolvido na sinalização Wnt; adequado para uso em pesquisa em biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DVL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1855
GeneID	1855
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 11-110 de DVL1 humano (NP_001317240.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O14640
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Bolsa de gelo