

Anticorpo Policlonal Anti-Dvl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14640

Número do item: CM0016444



introdução

O DVL1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à proteína humana DVL1 (UniProt O14640), adequado para ensaios de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DVL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1855
GeneID	1855
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-640 do DVL1 humano (NP_004412.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14640
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo