


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dvl2 Para If/Icc E Elisa - O14641

Número do item: CM0017524



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DVL2 humano, validado para aplicações de IF/ICC e ELISA. Imunógeno recombinante, apresenta reatividade cruzada com humano, proteína de 79 kDa. Ideal para o estudo da sinalização Wnt canônica e não canônica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DVL2 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | DVL2                                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 1856                                                                                                                     |
| GeneID              | 1856                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da DVL2 humana (NP_004413.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                   |
| SWISS               | O14641                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 79kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |