


Anticorpo Policlonais Anti-Dvl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92997

Número do item: CM0026355



introdução

O anticorpo policlonal de coelho DVL3 da CamelBio visa a proteína de polaridade segmentar humana dishevelled-3. Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DVL3 Rabbit pAb
Observações/Alias	DRS3; DVL3
Espécie	Humano
GeneID	1857
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 580-650 do DVL3 humano (NP_004414.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92997
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo