

Anticorpo Policlonal Anti-Dynamin 3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq16

Número do item: CM0015652



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Dynamin 3 humana (Dyna III), validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre tráfego vesicular e endocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Dynamin 3 Rabbit pAb
Observações/Alias	Dyna III; Dynamin 3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	26052
GeneID	26052
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-555 da Dynamin 3 humana (NP_001265181.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9UQ16
Peso molecular	98 kDa
Envio	Em bolsa de gelo