

Anti-Dynamin 3 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Uq16

Número do item: CM0003369



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa a Dynamin-3 humana (DNM3). Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta amostras humanas e de camundongo com banda prevista em 98 kDa. Ideal para estudos de endocitose e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Dynamin 3 Coelho mAb
Observações/Apelido	Dyna III; Dynamin 3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26052
ID do Gene	26052
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 700-800 da Dynamin 3 humana (Q9UQ16)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UQ16
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco de gelo