


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dync1H1 Para Wb, Elisa - Q14204

Número do item: CM0021628



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DYNC1H1 validado para WB e ELISA. Específico para DYNC1H1 humano (Cadeia pesada 1 de dineína citoplasmática 1, 532kDa), uma proteína motora para transporte retrógrado intracelular e montagem do fuso mitótico. Ideal para pesquisa em biologia celular e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYNC1H1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT20; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1; DYNC1H1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1778
ID do Gene	1778
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do DYNC1H1 humano (NP_001367.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14204
Peso Proteico	532kDa
Envio	Bolsa de Gelo