

Anticorpo Policlonal Anti-Dync111 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14576

Número do item: CM0024807

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DYNC111 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de motor dineína citoplasmática e transporte intracelular. - O14576

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYNC111 pAb Coelho
Observações/Apelido	DNC11; DNC1C1; DYNC111
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1780
GeneID	1780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do DYNC111 humano (NP_001129028.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14576
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco com gelo