


Anticorpo Policlonal Anti-Dync112 Para Wb, Elisa - Q13409

Número do item: CM0016846



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DYNC112 validado para Western blot (WB) e ELISA, reativo contra a cadeia intermediária 2 da dineína citoplasmática 1 de humano, camundongo e rato, uma proteína motora chave para o transporte intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYNC112 pAb Coelho
Observações/Apelido	IC2; DIC74; DNC12; NEDMIBA; DYNC112
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1781
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 352-612 do DYNC112 humano (NP_001258717.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13409
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco com gelo