

Anticorpo Policlonal Anti-Dync2H1 Para Wb E Elisa - Q8Ncm8

Número do item: CM0014769



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DYNC2H1 de alta qualidade, validado para WB e ELISA, reativo com amostras humanas e de rato. Obtido a partir de imunógeno recombinante (aa1-250). Ideal para pesquisas sobre a biogênese dos cílios e o transporte intraflagelar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DYNC2H1 Rabbit pAb
Observações/Alíás	ATD3; DHC2; DHC1b; DNCH2; DYH1B; SRTD3; SRPS2B; hdhc11; DYNC2H1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	79659
ID do gene	79659
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da DYNC2H1 humana (NP_001073932.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	Q8NCM8
Peso da proteína	493 kDa
Envio	Bolsa de gelo