

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dync2Li1 Para Wb, Elisa - Q8Tcx1

Número do item: CM0027186



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DYNC2LI1 validado para Western blot (WB) e ELISA; detecta a cadeia leve intermediária 1 da dineína citoplasmática 2 de humano, camundongo, rato; adequado para pesquisa de biologia de cílios e transporte intraflagelar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYNC2LI1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LIC3; D2LIC; CGI-60; DYNC2LI1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51626
GeneID	51626
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-352 do DYNC2LI1 humano (NP_001180393.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TCX1
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo