


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cadeia Intermediária 1 Da Dineína Para Wb, Elisa - Q9Ui46

Número do item: CM0011826



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à cadeia intermediária 1 da dineína humana (DNAI1) para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre a motilidade dos cílios e a discinesia ciliar primária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a cadeia intermediária 1 da dineína
Observações/Alias	PCD; DIC1; ICS1; CILD1; cadeia intermediária 1 da dineína
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27019
GeneID	27019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da cadeia intermediária 1 da dineína humana (Q9Ui46)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9Ui46
Peso da proteína	79 kDa
Envio	Bolsa de gelo