


Anticorpo Policlonal Anti-Dynll1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63167

Número do item: CM0013588



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao DYNLL1 humano (cadeia leve da dineína 1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYNLL1 Coelho pAb
Observações/Apelido	LC8, PIN, DLC1, DLC8, LC8a, DNCL1, hdlc1, DNCLC1, DYNLL1
Espécie	Humano
GeneID	8655
Imunogênio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-89 do DYNLL1 humano (NP_003737.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P63167
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo