

Anticorpo Policlonal Anti-Dynll2 Para Wb E Elisa - Q96Fj2

Número do item: CM0015762



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DYNLL2 humano, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de dineína e transporte intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYNLL2 pAb Coelho
Observações/Apelido	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	140735
ID do Gene	140735
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96FJ2
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de gelo