

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dynll2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fj2

Número do item: CM0017559



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra DYNLL2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a cadeia leve 2 da dineína citoplasmática, envolvida no transporte intracelular em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DYNLL2 pAb de coelho
Observações/Apelido	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	140735
GeneID	140735
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-89 da DYNLL2 humana (NP_542408.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q96FJ2
Peso da proteína	10 kDa
Envio	Bolsa de gelo