


Anticorpo Policlonal Anti-Dyrk1A Para Wb, Elisa - Q13627

Número do item: CM0012929



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DYRK1A humano, validado para WB e ELISA. Imunógeno recombinante, UniProt Q13627. Adequado para estudar a quinase DYRK1A no reparo do DNA e na transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYRK1A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MNB; DYRK; HP86; MNBH; MRD7; DYRK1; DYRK1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1859
GeneID	1859
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 624-763 de DYRK1A humano (NP_001387.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13627
Peso da Proteína	86 kDa
Envio	Bolsa de gelo