

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dyrk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92630

Número do item: CM0027064



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DYRK2 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta DYRK2 humano e de camundongo, uma cinase de especificidade dupla envolvida na regulação do ciclo celular, apoptose e resposta a danos no DNA. Ideal para estudos de sinalização de cinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYRK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DYRK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8445
ID do Gene	8445
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 429-528 do DYRK2 humano (NP_003574.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92630
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo