

Anti-Dyrk2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92630

Número do item: CM0021146



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-DYRK2 validado para WB, IHC-P, ELISA, com reação cruzada com humano e rato. Tem como alvo a cinase de especificidade dupla envolvida no ciclo celular, apoptose e resposta a danos no DNA. Focado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYRK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DYRK2; cinase 2 regulada por fosforilação de tirosina de especificidade dupla
Espécie	Humano
GeneID	8445
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do DYRK2 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q92630
Peso da Proteína	59kDa/66kDa
Envio	Saco de gelo