

Anti-Dyrk4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nr20

Número do item: CM0023363

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DYRK4 validado para aplicações de WB e ELISA. Detecta a quinase regulada por fosforilação de tirosina de dupla especificidade 4 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de espermiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DYRK4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DYRK4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8798
GeneID	8798
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-480 do DYRK4 humano (NP_003836.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR20
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo