


Anticorpo Policlonal Anti-Distonina (Dst) Para Wb, Elisa - Q03001

Número do item: CM0021297



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à distonina humana (DST) para aplicações em Western blot e ELISA. Reatividade cruzada confirmada com camundongo e rato; ideal para pesquisa em citoesqueleto, hemidesmosomas e adesão epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DST Rabbit pAb
Observações/Apelido	DT, BPA, DMH, EBS3, BP240, BPAG1, EBSB2, HSA6, MACF2, CATX15, CATX-15, D6S1101, DST
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	667
GeneID	667
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da DST humana (NP_001714.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03001
Peso Proteico	861kDa
Envio	Saco de gelo