


## Anticorpo Policlonal Anti-Distrofina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11532

Número do item: CM0016991



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à distrofina humana (Gene ID: 1756) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre doenças neuromusculares e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | pAb de coelho anti-distrofina                                                                                                                             |
| Observações/Alcunhas | BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; Distrofina                                                     |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)      | 1756                                                                                                                                                      |
| GeneID               | 1756                                                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína recombinante<br>Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 346-635 da distrofina humana (NP_003997.2). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos policlonais                                                                                                                                    |
| Aplicação            | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Reatividade cruzada  | Humano, camundongo, rato                                                                                                                                  |
| SWISS                | P11532                                                                                                                                                    |
| Peso da proteína     | 427 kDa                                                                                                                                                   |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                                             |