


Anticorpo Monoclonal Anti-E-Caderina Para Ihc-P, Elisa - P09803

Número do item: CM0010079



introdução

Anticorpo monoclonal de rato contra E-Caderina (98kDa, SWISS P09803). Validado para IHC-P e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para pesquisa de adesão celular e epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de rato contra E-Caderina
Observações/Apelido	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM; E-Caderina
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	999
GeneID	12550
Imunogênio	Proteína recombinante de E-Caderina de rato
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P09803
Peso da Proteína	98kDa
Remessa	Saco de gelo