

Anticorpo Policlonal Anti-E-Cadherin Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12830

Número do item: CM0026248



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a E-Cadherina humana (CDH1). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. 97 kDa. Ideal para pesquisa de adesão celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-E-Cadherina
Observações/Apelido	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324; E-Cadherina
Espécie	Humano
ID do Gene	999
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 373-622 da E-Cadherina humana (NP_004351.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12830
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco de gelo