

Anticorpo Policlonal Anti-E-Cadherin Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12830

Número do item: CM0014358



introdução

Anticorpo pAb de Coelho Anti-E-Cadherin validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar adesão celular, integridade epitelial e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho E-Cadherin
Observações/Apelido	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
Espécie	Humano
GeneID (humano)	999
GeneID	999
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 373-622 do E-Cadherin humano (NP_004351.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12830
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco com gelo