

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-E-Caderina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P12830

Número do item: CM0002230



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra E-caderina humana. Validado para WB, IF, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para aplicações de pesquisa em adesão celular, EMT e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	E-Caderina mAb de Coelho
Observações/Apelidos	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324; E-Caderina
Espécie	Humano
GeneID	999
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 701-800 da E-caderina humana (NP_004351.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12830
Peso Proteico	97kDa
Transporte	Bolsa de gelo