

Anticorpo Monoclonal Anti-E-Cadherin/Cd324 Para Citometria De Fluxo - P12830

Número do item: CM0004652



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra E-Cadherin/CD324 humano para citometria de fluxo. Alvo do domínio extracelular (aa 155-707). Reatividade de espécies: humano. Peso molecular previsto ~97 kDa. Adequado para estudos de adesão celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano E-Cadherin/CD324 mAb
Observações/Apelido	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Espécie	Humano
GeneID (humano)	999
GeneID	999
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-707 da E-Cadherin/CD324 humana (NP_004351.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12830
Peso da Proteína	90kDa/97kDa
Envio	Saco de gelo