

Anticorpo Policlonal Anti-E-Selectina/Cd62E Para Wb, Elisa - Q00690

Número do item: CM0022253

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para E-Selectina/CD62E de camundongo. Validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudar adesão leucocitária, inflamação e ativação endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	E-Selectina/CD62E pAb de Coelho
Observações/Apelido	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectina; E-Selectina/CD62E
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6401
ID do Gene (Camundongo)	20339
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 22-557 da E-Selectina/CD62E de camundongo (NP_035475.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q00690
Peso Proteico	66kDa
Envio	Bolsa de gelo