


Anticorpo Policlonal Anti-E2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15923

Número do item: CM0018814



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho E2A validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Alvo o fator de transcrição TCF3/E2A envolvido na diferenciação e desenvolvimento de células B. Ideal para estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	E2A Coelho pAb
Observações/Apelido	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6929
GeneID	6929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-525 do E2A humano (P15923)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15923
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo