


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-E2A/Tcf3 Para Wb, Elisa - P15923

Número do item: CM0005971



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra E2A/TCF3 humano, validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa sobre regulação da transcrição, diferenciação de células B e câncer. Reage cruzadamente com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | E2A/TCF3 mAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | TCF3; AGM8; E2A; E47; ITF1; TCF-3; VDIR; bHLHb21; fator de transcrição 3                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| ID do Gene (Humano) | 6929                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 379-525 do E2A/TCF3 humano (NP_003191.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                            |
| SWISS               | P15923                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 67kDa/68kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                 |