

Anticorpo Policlonal Anti-E2F1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01094

Número do item: CM0020482



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra E2F1, um fator de transcrição que regula o ciclo celular e a apoptose. Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em oncologia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	E2F1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1869
GeneID	1869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-301 de E2F1 humano (NP_005216.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q01094
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Em embalagem de gelo