


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-E2F4 Para Wb E Elisa - Q16254

Número do item: CM0003559



introdução

Explore nosso anticorpo monoclonal de coelho anti-E2F4 otimizado para WB e ELISA em modelos humanos e de camundongo. Ideal para investigar a regulação do ciclo celular e mecanismos de controle transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	E2F4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	E2F-4; E2F4
Espécie	Humano
ID do Gene	1874
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do E2F4 humano (Q16254)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16254
Peso Proteico	44kDa
Remessa	Saco de gelo