


Anticorpo Policlonal Anti-E2F8 Para Wb E Elisa - A0Avk6

Número do item: CM0015090



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra E2F8 humano, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Validado para pesquisa em ciclo celular, regulação da transcrição e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	E2F8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	E2F-8; E2F8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79733
GeneID	79733
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 788-867 do E2F8 humano (NP_078956.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	A0AVK6
Peso Proteico	94kDa
Envio	Saco de gelo